

ICSTM

Beauty Med & Care RF GOLD NEEDLE



Altın iğne, fraksiyonel radyo frekans uygulaması olarak da adlandırılan bir cilt gençleştirme ve güzelleştirme uygulamasıdır.

Cihazımız uygulama sırasında cildin yüzeyini etkilemezken alt katmanlara yüksek frekansta enerji gönderir. Cildin alt tabakalarına kontrollü olarak hasar verilirken **vücuttaki iyileşme süreçleri ile doğal kolajeni uyarır.**

Bu sayede lekeler, kırışıklıklar ve yara izleri iyileştirilir, **cildin kendini yenilemesi desteklenir.** İşlemlerde altın iğnelerin kullanılmasının nedeni ise enerjinin dağılmasını önleyerek cilt yüzeyinin zarar görmesini engellemek, aynı zamanda enerji kaybını azaltmaktır.

GOLD RF GOLD NEEDLE TECHNOLOGY

Hangi Bölgelere Uygulanır ?

- Yanık ve yara izlerinin tedavileri
- Kilo alıp vermeye veya hamileliğe bağlı oluşan çatlakların giderilmesi
- Yaşlanma belirtilerinin giderilmesi
- Boyun, gıdı ve dekolte bölgelerinin görünümünün düzeltilmesi
- Akne ve izlerinin tedavisi
- Göz çevresi morluklarının giderilmesi
- Gözeneklerin sıklaştırılması
- Vücutta form kaybı ve sarkıklıkların söz konusu olduğu bölgelerin düzeltilmesi
- Cilt lekelerinin giderilmesi gibi alanlarda altın iğne uygulamasından yararlanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Micro İğne Adedi	25 – 49 – 81 pin
Enerji Kaynağı	Bipolar RF
Kartuş Tipi	Kişiyeye Özel Kullanım
Micro İğne Derinliği	0,1 – 3,0 mm
Atım Hızı	1 – 2 Hz (6 Kademe)
Atım Süresi	200 – 800 Ms
Max. Güç Kullanımı	1500 W
Elektrik Gereksinimi	220 – 230 VAC / 50 – 60 Hz
Garanti Süresi	2 Yıl

EGELİLER GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ CİHAZLARI
İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mah. 9192 sk. No:13/A Kemalpaşa/İzmir
www.icsbeautymed.com